

LogViewer

1. 概要

本ソフトウェアはオーディットトレイルをパソコン上で閲覧、検索するためのソフトです。

対象機種	KC-52A、KC-32、KC-31
対応 OS/ソフト	Windows 10 Pro 32bit/64bit Windows 11 Pro 64bit ※なお、対応OSの一部についてはマイクロソフト社がサポートを終了したものについては、弊社でもサポート対象外として今後お知らせする場合がございます。
バージョン	Version 1.2.00
公開日	2025 年 4月 14 日
ファイルサイズ	2.04MB

2. ダウンロードとインストール手順

- 1) 下記の[ダウンロード] をクリックして、zipファイル「LogViewer Install.zip」を保存してください。
- 2) zipファイルを解凍してください。
- 3) 解凍後、「Install」フォルダ内の「Japanese」、「English」フォルダの中からインストールする対象言語の「setup.exe」を起動してください。
※「.NET Framework 4」が存在しない場合、画面の指示に従って「.NET Framework4」をインストールしてください。
- 4) インストールウィザードが起動しますので、表示にしたがってインストールを進めてください。

3. お問い合わせ

ご質問等がございましたら、お手数ですが弊社、微粒子計測器事業部 営業部 販売課までお問い合わせ下さい。TEL：042-359-7878

4. 更新履歴

本ソフトウェアは、常に最新版にアップデートして下さい。

【2025年3月 バージョン1.2.00】

日時が初期化された後、オーディットトレイルを読み込めない症状を修正。

5. ソフトウェア使用許諾契約書

本使用許諾契約書（以下、「本契約」という。）は、お客様が本ソフトウェアを利用し
ていただくための使用条件を定めており、ダウンロードサービス画面に記載された
目的を前提として使用許諾します。お客様は、本契約の各条件に同意された場合の
み、本ソフトウェアをダウンロードして使用することができます。

1) 著作権

本ソフトウェアの著作権はリオン株式会社(以下、「当社」という。)が留保
します。本ソフトウェアのダウンロードにより、お客様には、本契約中で許
諾される本ソフトウェアに使用权以外はなんらの権利も発生しません。

2) 使用許諾

当社は、お客様に対して、以下の条件で、本ソフトウェアの非独占的使用権
を無償で許諾します。

- (1) お客様は、自ら使用するだけのために、本ソフトウェアをダウンロ
ードすることができます。
- (2) お客様は、本ソフトウェアを自らが使用する目的でダウンロードし、イ
ンストールしたコンピュータのみで使用ができます。
- (3) お客様は、本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、
逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
- (4) お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を複製、改変、翻案、
加工その他の変更をすることで、模造品、修正品または類似品を作
ることはできません。また、第三者に貸与または譲渡できません
- (5) 本ソフトウェアは、将来バージョンアップをおこなうことがありま
す。バージョンアップがおこなわれた本ソフトウェアについて、別
途のソフトウェア使用許諾契約が締結されない限り、本契約が適用
されるものとしします。

3) 使用許諾の終了

お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、当社が通知をすることな
く、本契約及び本契約に基づく本ソフトウェアの使用許諾は終了します。お客様
は、本契約の終了後直ちに、本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア
の原本及び複製物を、すべて破棄しなければなりません。

4) 保証

当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの性能および性能がお客様の使用目的に合致していること、本ソフトウェアに欠陥がないことを含むがそれに限られない一切の保証はいたしかねます。当社は、お客様が本ソフトウェアを使用すること、または使用できなかったことから、直接または間接に蒙った損害について、事由のいかんを問わず、一切責任を負いません。

5) 権利放棄

いかなる場合においても、お客様または当社が本契約に基づく権利を実行しないことをもって、かかる権利の放棄とは解釈されることはなく、また、本契約の効力に影響を与えるものではありません。

6) 完全合意

本契約は、本ソフトウェアに関するお客様と当社の完全かつ唯一の合意であり、過去の他の書面または口頭による合意、表示または伝達に取って代わるものとしてします。

7) 準拠法及び管轄裁判所

本契約の準拠法は、日本法とし、日本法により解釈されるものとしてします。お客様と当社間で本契約に関して生じる紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所としてします。